


Ballon-Katheter

Ballonkatheter 100 % Silikon Ch 20



ArtNr:	27070520
PZN:	02336394
Umkarton:	100 Packungen

Beschreibung:

Dauerverweilkatheter für die Blasenentleerung mit einer Verweildauer von maximal 30 Tagen

- 100 % Silikon
- Ballon 5-10 ml
- Nelaton-Spitze
- einzeln steril im Peelpack
- mit Röntgenkontraststreifen
- latexfrei
- PVC-frei
- 40 cm lang