

Sonstige OP-Bedarf

**Thermo-Cover 430/250 x 1150 mm, steriler
Bezug für NACL-Schüssel bis 40 cm, mit
ALU-Boden, doppelwandig TC43-115SW
(20 Stück)**

ArtNr: 72000036
Umkarton: 4 Packungen

Beschreibung:

- konfektionierter Überzug für NaCl-Schüsseln im OP
- erspart die Sterilisation der Edelstahlschüssel
- vollständige Auskleidung der Salzschüssel und gleichzeitige Abdeckung des Temperierständers mit stabiler Schutzfolie in Auszugsfaltung
- wird in die Schüssel eingelegt und nach unten über den Ständer zur Abdeckung gezogen
- durch den Aluminiumeinsatz im Bodenbereich können Temperaturspitzen der Heizplattenständer ausgeglichen werden, ohne dass eine Beschädigung des Thermo-Covers auftritt
- die Ausformung des Schalenbereichs sorgt für eine faltenfreie Einlegung in die Schale
- im Schüsselbereich doppelwandig rundgeformt ohne Schweißnähte, im Schüsselbodenbereich aufgesiegelte Aluminiumfolie
- Schürze ca. 115 cm