

Sonderkanülen



Medioplast Spezialkanülen 18 G, 1,20 x 115 mm (20 Stück)

ArtNr: 19610206

Beschreibung:

Subkutankanülen mit Spezialschliff

- vielseitig anwendbar, z. B. Fruchtwasseruntersuchungen
- Einmalartikel, steril und einzeln verpackt
- Metallkanüle mit Luer-Lock-Konnektor
- Schutzkappen aus Polypropylen
- Material: PP/PE/Medical Grade Edelstahl