

Leuchten

GS900 Green Series Behandlungsleuchte zur Deckenmontage



ArtNr: 79020136
Hersteller: [Welch Allyn GmbH](#)
Hersteller Nr: 44900-C

Beschreibung:

- Große Behandlungsleuchte (Klein-OP)
- Sechs LEDs, hervorragende Lebensdauer, außergewöhnliche Manövrierbarkeit, nie dagewesene Spot-Qualität und verschiedene Montageoptionen
- Minimale Wärmeabstrahlung und hohe Farbtemperatur
- Geringerer Energieverbrauch
- Kein Austausch von Lampen
- Farbtemperatur: 5.500 K
- Lichtintensität bei Arbeitsabstand: 80.000 Lux bei 61 cm, 65.000 Lux bei 100 cm
- Spot-Größe bei Arbeitsabstand: 28 cm bei 61 cm, 23 cm bei 100 cm
- Reichweite Rollstativ: 95 cm
- Reichweite Wand: 175 cm
- Reichweite Decke: 175 cm
- Höhenverstellung Leuchtkörper Decke: 95 cm
- Montageoptionen: Rollstativ, Wandmontage, Deckenmontage
- Verlängerungsart: Selbsthaltendes Armsystem mit Gelenk
- Zubehöroptionen: Einmal-Schutzhülle: Art.-Nr. 52630 Länge: 22,86 cm
- Betriebszeit 50.000 Stunden
- Garantie 5 Jahre, beschränkt
- ideal für den Einsatz in den folgenden Umgebungen: Erstversorgungseinrichtungen, Notaufnahmen, Ambulanz, Dermatologie