

Venenverweilkanülen



Surflo IV-Cath 20 G x 2, rosa (50 Stück)

ArtNr:	16312020
PZN:	03958873
Umkarton:	4 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SR-OX2051CF

Beschreibung:

- Venenkatheter
- schonend zur Vene
- zuverlässig und kontrollierbar
- perfekte Inzision
- sanfter Vorstoss ins Gefäss
- röntgendicht
- ein hydrophober Entlüftungsfiter dichtet bei Blutrückfluss die Blutfangkammer leckfrei ab
- 1,10 x 51 mm
- rosa