

## Penkanülen



### Optifine Pen-Nadeln 0,25 x 6 mm (100 Stück)

|             |          |
|-------------|----------|
| ArtNr:      | D55219   |
| PZN:        | 05524185 |
| Hersteller: | Ypsomed  |

#### Beschreibung:

- passt auf alle gängigen Injektionspens
- Nadellänge: 6 mm
- Nadelstärke: 0,25 mm (31 G)
- Stück per Packung: 100
- einfaches und schnelles Abziehen der Siegelfolie
- leichte Greifbarkeit durch große äußere und innere Schutzkappe
- gute Sichtbarkeit der inneren Schutzkappe durch Blaufärbung
- Spezialsilikonisierung sowie dreifach Facettenschliff für eine schmerzarme Injektion