

## Zubehör Infusion



### Extra-Spike Plus Chemo rot, 5 µm- Partikelfilter, 0,2 µm Belüftungsfilter (25 Stück)

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ArtNr:         | 17991313                                        |
| PZN:           | 03416103                                        |
| Umkarton:      | 16 Packungen                                    |
| Hersteller:    | <a href="#">Fresenius Kabi Deutschland GmbH</a> |
| Hersteller Nr: | 2902822                                         |

#### Beschreibung:

Ergonomische Spikes für die Entnahme aus Infusionsbehältnissen und zum Zuspritzen

- Schlanker, kurzer Einstechdorn für müheloses Durchstechen auch stärkerer Stopfen
- Einfaches Öffnen und Verschließen mit einer Hand durch zentral zum Dorn angeordneten Griff mit integriertem, dicht schließendem Schnappverschluss mit Farbkodierung
- Leichtgängiges Entnehmen und Zuspritzen sowie Schutz vor mikrobieller Kontamination durch integrierte Belüftungsmembran
- Formgebung ermöglicht die unbehinderte, stabile Verbindung zur Entnahmespritze
- Extra-Spike® Plus Chemo: zuverlässige Handhabung von Zytostatika durch Schutz vor toxischen Aerosolen beim Lösen von Trockensubstanzen durch integrierten 0,2-µm-Belüftungsfilter
- Luer-Lock