

## Spinalkanülen



### **BD Spinalkanülen Quincke-Schliff 0,90 x 38 mm, gelb, 20G x 1 1/2" (25 Stück)**

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| ArtNr:         | 16112015                            |
| PZN:           | 07545949                            |
| Umkarton:      | 8 Packungen                         |
| Hersteller:    | <a href="#">BD Deutschland GmbH</a> |
| Hersteller Nr: | 405251                              |

#### **Beschreibung:**

- Einkerbung am Kanülenansatz
- 0,90 x 38 mm
- 20G x 1 1/2"
- passgenaue Positionierung des Mandrins
- Winkelabweichung minimiert das Risiko von Gewebeausstanzungen
- durchsichtiger Kanülenanschluss zur Erkennung des Liquorrückflusses
- Quincke-Schliff
- gelb