

Urinbeutel



Urinbeutel 2,0 l, Rücklaufsperre, Bodenablass, Schiebeventil

ArtNr:	20010720
PZN:	02098670
Umkarton:	200 Packungen

Beschreibung:

Urindrainagesystem P3:

- 2 l rechteckiger Urinbeutel
- Graduierung in ml
- 90 cm knicksicherer Schlauch
- kegelförmige Verbindung mit Verschlusskappe
- mit Rücklaufsperre
- mittig angebrachtes Ablass-Schiebeventil
- 4 verstärkte Aufhängeösen