


OP-Verbindungsschläuche

Yankauer Set Ch 24, mit Körbchen, 210 cm Schlauch, Vakuumkontrolle



ArtNr: 32271319
Umkarton: 80 Packungen

Beschreibung:

- Yankauer Sauggriff mit Körbchen
- 24 Ch (Ø 5,6 x 8,0 mm) knickfester Schlauch
- zuschneidbare und trichterförmige Anschlüsse verhindern ein Abknicken und Verstopfen
- akzeptiert 6,35 mm (1/4") und 9,50 mm (3/8") Anschlüsse