

## Insulinpumpenzubehör



### Accu-Chek Insight Service Pack (1 Stück)

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| ArtNr:         | D75416                                 |
| PZN:           | 11510141                               |
| Hersteller:    | <a href="#">Roche Deutschland GmbH</a> |
| Hersteller Nr: | 04540263001                            |

#### Beschreibung:

Schließt das Batteriefach nach außen sicher ab. Um die Wasserdichtigkeit der Insulinpumpe zu gewährleisten, sollte der Batteriefachdeckel mit jeder 4. Batterie ausgetauscht werden. Inhalt: 1 x Batteriefachabdeckung, 12 x Batterien