

Urinbeutel



Urosid Urindrainagebeutel 1000 ml 90 cm Schlauch, steril

ArtNr:	20900416
PZN:	03061255
Hersteller:	Asid Bonz GmbH

Beschreibung:

- geschlossenes, universelles Bein-Bett-Urindrainagesystem speziell geeignet für mobile Katheterpatienten
- System für Tag und Nacht
- bis zu 14 Tagen einsetzbar
- hautfreundliche Vliesbeschichtung
- hydrophobe Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre
- Urinprobenentnahmestelle am Universalstufenkonnektor
- Ablasshahn
- latexfrei
- Volumen: 1.000 ml
- Schlauchlänge: 90 cm