

Desinfektion - Fläche



Descosept Sensitiv Schnell Desinfektion 5 l

ArtNr: 47001130
PZN: 15573196

Beschreibung:

- gebrauchsfertige, alkoholische Schnell Desinfektionsmittel auf Basis von Ethanol zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art
- ideal geeignet für Bereiche im patientennahen Umfeld, in denen ein umfassendes Wirkungsspektrum erforderlich ist
- neben einer wirksamen Desinfektion innerhalb kürzester Zeit, weist das Produkt eine sehr gute Materialverträglichkeit auf &br&br Pflichthinweise

ACHTUNG

H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 - Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P233 - Behälter dicht verschlossen halten. P260 - Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P501 - Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften einer Entsorgung (siehe Sicherheitsdatenblatt) zuführen. Schnell Desinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.