

Perfusionsbestecke



Surflo Perfusionsbestecke 19 G x 3/4, beige (50 Stück)

ArtNr:	16300019
PZN:	18060741
Umkarton:	10 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SV-19BL

Beschreibung:

- Flügelkanüle zur Injektion, Infusion, Transfusion
- 1,10 x 19 mm
- 19 G x 3/4
- besonders dünnwandig
- für sicheren und einfachen intravenösen Zugang
- weiche, flexible Flügel
- spezielle Griffnoppen verhindern ein Verrutschen während der Punktion
- 30 cm Schlauch mit Luer-Lock-Ansatz
- einzeln steril verpackt
- beige