

## Zweiteilige Spritzen



### Injekt Spritzen 10 ml (100 Stück)

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| ArtNr:         | 10260010                |
| PZN:           | 02057926                |
| Umkarton:      | 15 Packungen            |
| Hersteller:    | <a href="#">B.Braun</a> |
| Hersteller Nr: | 4606108                 |

#### Beschreibung:

- zweiteilige Spritze
- 10 ml
- Luer
- grüne Kolbenstange
- schwarze Graduierung
- einzeln steril verpackt