

Desinfektion - Instrumente



Stabimed Fresh Nachfolger zu Helipur 5 l Instrumentendesinfektion

ArtNr: 47001231

PZN: 08715158

Beschreibung:

- 5 l
- zum Desinfizieren und Reinigen von Instrumenten und Artikeln aus Metall, Glas und Keramik
- hochwirksames flüssiges Desinfektionsmittel-Konzentrat mit hoher selbsttätiger Reinigungskraft
- wirkt gegen Bakterien incl. TbB und Pilze
- lipophile Viren einschließlich HBV und HIV, Adeno- und Vakziniaviren
- kontaminierte Instrumente werden direkt in die Gebrauchslösung eingelegt
- manuelle Vor- und Nachreinigung ist nicht erforderlich
- Ultraschallbad geeignet
- Instrumentendesinfektion: ab 15 Minuten - 5,0 %
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Piktogramme und H-Sätze beachten.