

Katheter



Nelatonkatheter Ch 18 (100 Stück)

ArtNr:	30000318
PZN:	02099391
Umkarton:	10 Packungen

Beschreibung:

- Blasenkatheter
- Ch 18
- effektive Länge: 36 cm
- geschlossene abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- für transurethrale und suprapubische Anwendungen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- rot