

Spinalkanülen



BD Spinalkanülen Quincke-Schliff 1,10 x 90 mm, beige, 19G x 3 1/2 (25 Stück)

ArtNr:	16111935
PZN:	07545955
Umkarton:	8 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	405250

Beschreibung:

- Einkerbung am Kanülenansatz
- 1,10 x 90 mm
- 19G x 3 1/2
- passgenaue Positionierung des Mandrins
- Winkelabweichung minimiert das Risiko von Gewebeausstanzungen
- durchsichtiger Kanülenanschluss zur Erkennung des Liquorrückflusses
- Quincke-Schliff
- beige