

Venenverweilkanülen



Surflo IV-Cath 24 G x 3/4, gelb (50 Stück)

ArtNr:	16312417
PZN:	03958904
Umkarton:	4 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SR-OX2419CF

Beschreibung:

- Venenkatheter
- schonend zur Vene
- zuverlässig und kontrollierbar
- perfekte Inzision
- sanfter Vorstoss ins Gefäss
- röntgendicht
- ein hydrophober Entlüftungsfiter dichtet bei Blutrückfluss die Blutfangkammer leckfrei ab
- 0,67 x 19 mm
- gelb