

Pflaster



Rudamed sensitiv 6 cm x 5 m

ArtNr:	54081758
PZN:	00875431
Umkarton:	36 Packungen

Beschreibung:

Der weiße Wundschnellverband aus einem querelastischen Vliesstoff ist mit einem hypoallergenen Polyacrylatkleber versehen. Deshalb ist der Verband für besonders empfindliche Haut geeignet. Der Artikel ist verpackt in einer praktischen Spenderpackung mit Entnahmeschlitz.

- 6 cm x 5 m