

## Spinalkanülen



### **BD Spinalkanülen Quincke-Schliff 0,70 x 90 mm, schwarz, 22G x 3 1/2" (25 Stück)**

ArtNr:	16112235
PZN:	07545866
Umkarton:	8 Packungen
Hersteller:	<a href="#">BD Deutschland GmbH</a>
Hersteller Nr:	405181

### **Beschreibung:**

- Einkerbung am Kanülenansatz
- 0,70 x 90 mm
- 22G x 3 1/2"
- passgenaue Positionierung des Mandrins
- Winkelabweichung minimiert das Risiko von Gewebeausstanzungen
- durchsichtiger Kanülenanschluss zur Erkennung des Liquorrückflusses
- Quincke-Schliff
- schwarz