

Zubehör OP-Bedarf



C-Bogen Abdeckung für Siremobile, 3-teilig (8 Stück)

ArtNr: 48421346
Umkarton: 3 Packungen

Beschreibung:

- C-Bogen-Clip-System
- die Abdeckung besteht aus drei Teilen: zwei runden Hauben für die Ober- und Unterseite des Geräts und einer dritten Abdeckung mit eingebetteten Clips
- innerhalb von Minuten schnell und einfach anzulegen
- vollständige Abdeckung des C-Bogens
- volle Funktionalität
- die Rotation des C-Bogens bleibt während chirurgischen Eingriffen erhalten