

## Schlauchverband



### Tubegauz Schlauchverband TG 1 (Gr. 1), 20 m

ArtNr: 57040001

#### **Beschreibung:**

Für Finger und Zehe

- Unterzug für Gips- und Castverbände
- Zur zeitsparenden Fixierung von Verbänden an schwierigen Stellen (Kopf, Rumpf, Finger, Extremitäten)
- Auch zur leichten Kompression und Fixierung von Polstermaterial
- Eigenschaften
- Nahtlos gestrickt
- Hautfreundlich
- Aus feinen Garnen
- Dehnbar in der Breite
- Faltenarm anzulegen
- Keine Einschnürungen
- Weiß