

Tests



Cleartest Corona Nasal, vorderer Nasenbereich, BfArM gelistet AT766/21 & PEI evaluiert, prof. Anwendung (100 Tests)

ArtNr: 84390351

Beschreibung:

- Omikron geeignet
- Der SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest (Nasenabstrich) ist ein chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Nucleocapsidprotein-Antigenen in Abstrichproben der vorderen Nase.
- Nur für die professionelle in-vitro-diagnostische Verwendung.
- BfArM gelistet und PEI evaluiert mit der Test-ID AT766/21.
- Die neue Omikron-Variante kann mit diesem Schnelltest ebenfalls nachgewiesen werden.

Leistungsmerkmale

- Sensitivität: 96,2%
- Spezifität: 99,9%
- Genauigkeit: 98,7%
- Auswertung nach 15 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C, nicht einfrieren.