

Binden



Elastomull 8 cm x 4 m (20 Stück)

ArtNr:	56000022
PZN:	03486204
Umkarton:	15 Packungen
Hersteller:	BSN Medical
Hersteller Nr:	2101

Beschreibung:

- hochelastische Fixierbinde
- weiß
- 4 m Länge gedehnt
- die gekräuselte Webstruktur sorgt für eine gute Haftung
- eignet sich zur Fixierung von Wundauflagen
- insbesondere an viel bewegten und konischen Körperteilen, sowie an Gelenken