

Penkanülen



NovoFine Pen-Nadeln 0,30 x 8 mm (100 Stück)

ArtNr: D55160
PZN: 01099236
Hersteller: [Novo Nordisk Pharma GmbH](http://www.novonordisk.com)

Beschreibung:

- für den Gebrauch mit den Injektionshilfen von Novo Nordisk
- Nadellänge: 8 mm
- Nadelstärke: 0,30 mm (30 G)
- Stück per Packung: 100
- die Nadeln sind ultra-spitz geschliffen
- poliert und silikonbeschichtet
- mit moderner "thin wall" - Technologie