

## Sonderkanülen

### Medioplast Spezialkanülen 20 G, 0,90 x 110 mm (20 Stück)

ArtNr: 19610202



#### **Beschreibung:**

Subkutankanülen mit Spezialschliff

- vielseitig anwendbar, z. B. Fruchtwasseruntersuchungen
- Einmalartikel, steril und einzeln verpackt
- Metallkanüle mit Luer-Lock-Konnektor
- Schutzkappen aus Polypropylen
- Material: PP/PE/Medical Grade Edelstahl