

Penkanülen



Optifine Pen-Nadeln 0,33 x 10 mm 100 Stück)

ArtNr:	D55230
PZN:	05524216
Hersteller:	Ypsomed

Beschreibung:

- passt auf alle gängigen Injektionspens
- Nadellänge: 10 mm
- Nadelstärke: 0,33 mm (29 G)
- Stück per Packung: 100
- einfaches und schnelles Abziehen der Siegelfolie
- leichte Greifbarkeit durch große äußere und innere Schutzkappe
- gute Sichtbarkeit der inneren Schutzkappe durch Blaufärbung
- Spezialsilikonisierung sowie dreifach Facettenschliff für eine schmerzarme Injektion