

Katheter



Frauenkatheter Ch 10 Typ B (100 Stück)

ArtNr:	30009110
PZN:	02099445
Umkarton:	20 Packungen

Beschreibung:

- Blasenkatheter
- Ch 10
- effektive Länge: 18 cm
- geschlossene abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- für transurethrale und suprapubische Anwendungen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- schwarz