

Desinfektion - Instrumente



Gigasept FF 5 I Instrumenten-Desinfektion

ArtNr: 47001062

PZN: 03174479

Beschreibung:

- auf Bernsteinsäuredialdehyd basierendes Präparat zur kombinierten Desinfektion und Reinigung
- hervorragende Materialverträglichkeit
- für die manuelle Desinfektion
- desinfizierende Vorreinigung von chirurgischen, empfindlichen und medizinischen Instrumenten
- besonders geeignet für thermolabile und thermostabile Endoskope, wie Ultraschallsonden
- tuberkolozid, mykobakterizid, viruzid
- formaldehydfrei
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Piktogramme und H-Sätze beachten.