

## Venenverweilkanülen



### Vasofix Safety 17 G weiß (50 Stück)

ArtNr: 16318027  
PZN: 00198700

#### Beschreibung:

Sicherheitsvenenverweilkanüle

- 17 G
- 1,50 x 45 mm
- Weiß
- Der Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen und sichert das Arbeiten nach den neuesten Richtlinien der BG.
- Der Sicherheitsmechanismus aktiviert sich automatisch und kann nicht umgangen werden.
- Die Vasofix Safety ist extrem dünnwandig, dadurch hohe Durchflussrate.
- Sicheres Einstechen durch speziellen Schliff und glatte Oberflächen
- Vier Röntgenkontraststreifen
- Abnehmbarer Lock- Verschlusskonus
- Lock-Ansatz
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Latexfrei