

Schlauchverband



Stülpa Fertigverband Gr. 1 (50 Stück)

ArtNr:	54100598
PZN:	00982925
Umkarton:	12 Packungen

Beschreibung:

- Fingerverbände
- nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Längs- und Querelastizität
- ideal für Unter- und Überzüge bei Zinkleim- und Gipsverbänden
- für Fixierverbände aller Art
- Hautschutz unter Kompressionsverbänden
- passen sich allen Körperteilen faltenlos an, ohne zu verrutschen und einzuschnüren
- Gelenkbewegungen werden nicht behindert