

Lanzetten

MyStar Sylkfeel Lanzetten 28G (100 Stück)



ArtNr:
PZN:
Hersteller:

D25078
00950865
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Beschreibung:

- Mit der 28G (28 Gauge = 0,36 mm Durchmesser) Lanzette gewinnen Sie Blutproben besonders schonend. Ausgestattet mit einer Schutzkappe und einem präzisen Schliff - damit Sie die Blutentnahme möglichst wenig spüren. Passend für die BG Star und die MyStar Sylkfeel Stechhilfe.
- Stück per Packung: 100