

Sonden



Ernährungssonden Ch 06 50 cm mit Röntgenkontrast (150 Stück)

ArtNr: 31008206
Umkarton: 6 Packungen

Beschreibung:

- Röntgendicht
- Mattierte Oberfläche für einfaches Einführen
- Entsprechender Härtegrad sorgt für Knickfestigkeit
- Genaue Positionierungstiefenmarkierungen bei jedem cm, beginnend 4 cm vom distalen Ende
- Atraumatische, weich abgerundete geschlossene Spitze
- Zwei seitliche Augen mit glatten Rändern
- Anschlusskappe zur Vermeidung von Rückfluss und Kontamination
- Länge: 50 cm