

Spinalkanülen



BD Spinalkanülen Quincke-Schliff 1,20 x 90 mm, rosa, 18G x 3 1/2" (25 Stück)

ArtNr:	16111835
PZN:	07545978
Umkarton:	8 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	405248

Beschreibung:

- Einkerbung am Kanülenansatz
- 1,20 x 90 mm
- 18G x 3 1/2"
- passgenaue Positionierung des Mandrins
- Winkelabweichung minimiert das Risiko von Gewebeausstanzungen
- durchsichtiger Kanülenanschluss zur Erkennung des Liquorrückflusses
- Quincke-Schliff
- rosa