

Katheter



Frauenkatheter Ch 8 Typ V (100 Stück)

ArtNr:	30009208
PZN:	02099422
Umkarton:	10 Packungen

Beschreibung:

- Blasenkatheter
- Ch 8
- effektive Länge: 18 cm
- geschlossene abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- für transurethrale und suprapubische Anwendungen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- blau