

## Sonderkanülen



### **Lumbal-Punktionskanülen Mediplast 22 G, 0,70 x 120 mm, mit Mandrin (20 Stück)**

ArtNr: 19610006  
Umkarton: 10 Packungen

#### **Beschreibung:**

Subkutankanülen mit Spezialschliff

- vielseitig anwendbar, z. B. Fruchtwasseruntersuchungen
- Metallkanüle mit Luer-Lock-Konnektor
- Schutzkappen aus Polypropylen
- Einmalartikel, steril und einzeln verpackt