

Pens



Novo Pen echo plus rot (1 Stück)

ArtNr: D55151R
PZN: 14412396
Hersteller: [Novo Nordisk Pharma GmbH](http://www.novonordisk.com)

Beschreibung:

- Wiederverwendbarer Insulinpen mit einer Dosis-Memoryfunktion (letzte 3 Monate/800 Injektionen)
- Dosierung in 0,5er Schritten von 1-30 Einheiten
- Verwendbar für Insuline von Novo Nordisk (3 ml Penfill)
- Daten können kabellos über NFC-Technology auf Smartphones, Tablets und Computer übertragen werden.
- Farben: rot, türkis