

Zubehör OP-Bedarf



Mikroskopüberzug für Zeiss MD, 115 x 300 cm, 65 mm gerade Linse, HLT-Technologie (40 Stück)

ArtNr: 48421350

Beschreibung:

- einfache Anwendung
- perforierter Augenstückbereich für die Okulare
- HLT-Technologie (High Light Transfer)
- speziell entwickelter Kunststoff für klare Sicht
- die sterile Umgebung wird trotzdem aufrechterhalten
- die Position in einem bestimmten Winkel innerhalb der Abdeckung verhindert die Reflexion von Licht und Dunst
- dies ermöglicht eine sehr klare Sicht auf das Operationsfeld und erhöht den Komfort des Chirurgen
- die Bezüge sind reißfest und werden mit Klebe- oder Klettbandern fixiert
- Tuchgröße: 115 x 300 cm
- Durchmesser Objektivabdeckung: 65 mm