

Tapes



Leukotape classic 3,75 cm x 10 m weiß (12 Stück)

ArtNr:	55000151
PZN:	00499749
Umkarton:	10 Packungen
Hersteller:	BSN Medical
Hersteller Nr:	2205

Beschreibung:

Die funktionelle Verbandtechnik mit unelastischen Pflastermaterialien kommt in vielen Bereichen der Prävention, Therapie und Rehabilitation von Verletzungen am Bewegungsapparat zum Einsatz. Leukotape® classic verfügt über eine hohe Klebkraft und ist wasserabweisend. Es ist besonders zugfest und unelastisch.

Die Kanten von Leukotape® classic haben einen Zackenschnitt. Mit einem kurzem Ruck lässt sich das Material sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung leicht einreißen. Das ermöglicht zügiges Arbeiten ohne Schere. Leukotape® classic hat ergonomisch abgerundete Kanten am Spulenkern, die ein gutes Abrollen ermöglichen.

Leukotape® classic besteht aus wasserabweisendem Baumwollgewebe, beschichtet mit einer Zinkoxid-Kautschuk-Klebmasse.

Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Anwendungsgebiete: für funktionelle Verbände bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken

Anwendungsdauer: kurzzeitig bis zu mehreren Tagen