

Venenverweilkanülen



Vasofix Safety 22 G blau (50 Stück)

ArtNr: 16318030
PZN: 00198120

Beschreibung:

Sicherheitsvenenverweilkanüle

- 22 G
- 0,90 x 25 mm
- Blau
- Der Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen und sichert das Arbeiten nach den neuesten Richtlinien der BG.
- Der Sicherheitsmechanismus aktiviert sich automatisch und kann nicht umgangen werden.
- Die Vasofix Safety ist extrem dünnwandig, dadurch hohe Durchflussrate.
- Sicheres Einstechen durch speziellen Schliff und glatte Oberflächen
- Vier Röntgenkontraststreifen
- Abnehmbarer Lock- Verschlusskonus
- Lock-Ansatz
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Latexfrei