


Ballon-Katheter

Ballonkatheter 100 % Silikon Ch 14



ArtNr:	27070514
PZN:	02336365
Umkarton:	100 Packungen

Beschreibung:

Dauerverweilkatheter für die Blasenentleerung mit einer Verweildauer von maximal 30 Tagen

- 100 % Silikon
- Ballon 5 - 10 ml
- Nelaton-Spitze
- einzeln steril im Peelpack
- mit Röntgenkontraststreifen
- latexfrei
- PVC-frei
- 40 cm lang