Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

# Sonderkanülen SUPRA



## SUPRA Kanülen 0,90 x 100 mm (100 Stück)

| | |
|---|---|
| ArtNr: | 15885091 |
| Umkarton: | 20 Packungen |

**Beschreibung:**

- gelber Ansatz
- 0,90 x 100 mm
- 20 G
- mit Lanzettenschliff
- EO-steril
- nicht toxisch
- pyrogenfrei