Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

Entsorgungsboxen



Kanülenabwurfbehälter Multi-Safe 25 l

ArtNr:	15999873
Umkarton:	190 Packungen

Beschreibung:

- rechteckige Gefäßform
- geeignet für onkologische Abfälle, Zytostatika
- sicher, flüssigkeitsdicht
- Tagesdeckel
- Deckel im Deckel
- der kleine Deckel kann immer wieder auf- und zugedreht werden
- Endverschluss kann ohne Gewalteinwirkung nicht mehr geöffnet werden
- umlaufender Verschlussrand mit 14 Einrastnocken
- durch die große Stellfläche werden keine Halterungen benötigt
- kann im leeren und gefüllten Zustand gestapelt werden
- stabiler Tragegriff im Deckel zum Abtransport
- 25 Liter