
Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

Kompressen



Zemuko nahtlos 10 cm x 10 m

ArtNr:	57023502
PZN:	01144095
Hersteller:	Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Hersteller Nr:	23702

Beschreibung:
Weiche, wirtschaftliche Universalkompresse

- Anwendungsbereiche
- Für mäßig bis stark exsudierende Wunden
- Als zusätzliche Saugschicht
- Für Salbenverbände
- Für feuchte Umschläge
- Zum Polstern
- Eigenschaften
- Weiche, wirtschaftliche Universalkompresse
- Wundfreundlicher Vliesstoff
- Randfest schneidbar von der Rolle