Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

Dreiteilige Spritzen



Codan/Ersta Spritzen 5 ml (100 Stück)

ArtNr:	10020005
PZN:	03181858
Umkarton:	16 Packungen

Beschreibung:

- dreiteilige Spritze mit Silikongummiring
- 5 ml
- Luer
- besonders gute Dosierbarkeit
- einzeln steril verpackt