Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

Insulinspritzen



Insulinspritzen Micro-Fine U100, 0,3 ml, 8 mm, früher BD (100 Stück)

ArtNr:	D101065
PZN:	20539899
Umkarton:	5 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	324826

Beschreibung:

- Insulinspritze mit eingeschweißter Kanüle
- für U100 Insuline = orangefarbene Kappe, schwarze Skala
- Nadellänge: 8 mm
- Nadelstärke: 0,30 mm
- Volumen 0,3 ml - bis 30 I.E. in 1/2 I.E.
- Stück per Packung: 100