
Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

OP-Verbindungsschläuche



Yankauer Set Ch 24, Standard-Spitze, 210 cm Schlauch, Vakuumkontrolle (80 Stück)

ArtNr: 32271318

Beschreibung:

- 20 CH Spitze Yankauer Sauggriff
- 24 Ch (Ø 5,6 x 8,0 mm) knickfester Schlauch
- zuschneidbare und trichterförmige Anschlüsse verhindern ein Abknicken und Verstopfen