Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

Pens



Novo Pen echo plus blau (1 Stück)

ArtNr:	D55151T
PZN:	14412373
Hersteller:	Novo Nordisk Pharma GmbH

Beschreibung:

- Wiederverwendbarer Insulinpen mit einer Dosis-Memoryfunktion (letzte 3 Monate/800 Injektionen)
- Dosierung in 0,5er Schritten von 1-30 Einheiten
- Verwendbar für Insuline von Novo Nordisk (3 ml Penfill)
- Daten können kabellos über NFC-Technology auf Smartphones, Tablets und Computer übertragen werden.
- Farben: rot, türkis