Vivomed GmbH
Sterile Sets - Krankenhausbedarf - Medicalprodukte

Robert-Bosch-Str. 13 - 17
73312 Geislingen
Tel. 07331 - 2004 48
Fax 07331 - 2004 44
info@vivomed.de
www.vivomed.de

Kompressen



Gazin Kompressen, steril, 10 x 10 cm, 8-fach (25 x 2 Stück)

ArtNr:	57016312
PZN:	03449025
Hersteller:	Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Hersteller Nr:	13612

Beschreibung:
Anwendungsbereiche

- Zur Wundreinigung
- Zur Wundabdeckung
- Zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten
- Eigenschaften
- Aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- 17- und 20-fädig
- Alle Schnittkanten innen, daher keine Randfäden
- Gute Saugfähigkeit